



OHC-123-46

كرسى متحرك كهربائى قابل للطى عجل صغير

- إطار من الصلب الفولاذى القوي عالي التحمل
- خفيف الوزن ، مضاد للصدأ
- مسند الظهر والمقعد من القماش والإسفنج عالي الجودة
- مصمم خصيصاً ليوثر الراحة والدعم للجسم
- عالي الجودة و سهل في الحركة والتوقف
- موتور منخفض في استهلاك الطاقة
- يأتي مع بطاريتين ليثيوم جانبيتين 21 فولت / 12 أمبير
- يأتي معه شاحن خاص بالبطارية
- الشاحن 24 فولت / 3 أمبير
- يمكن شحنه بالكامل خلال 6-8 ساعات
- عمر شحن البطارية 20 كم
- المحركات 24 فولت / 250 وات
- الوزن الصافي بدون البطاريات 34 كجم
- أقصى سرعة للأمام 6 كم / الساعة

المساحة من الداخل	أقصى وزن	وزن الكرسي صافي
46 cm	120 kg	58 kg