



Tensiomètre anéroïde portable, compact de la taille de la paume de main, avec une valve de décompression d'air positionnée au centre permettant une utilisation ambidextre. Le contrôle précis du bout des doigts est idéal pour l'auto-mesure – version avec stéthoscope intégré disponible. Disponible en deux couleurs – gris ardoise et bleu – avec un large choix de tailles de brassards.

- Connexion du tube par insertion sur le dessus du manomètre pour une mesure de la tension artérielle sans entrave
- Poire sans latex pour gonfler le brassard
- Valve de décompression de précision, réglable finement par pression du doigt, sans usure
- Large sélection de brassards à tube unique, disponibles en différentes tailles et versions
- Version avec stéthoscope intégré disponible
- Échelle linéaire Ø 64 mm de 0 à 300 mmHg
- Tolérance maximale d'erreur ± 3 mmHg
- Microfiltre pour une durabilité accrue
- Fourni dans une pochette en nylon rembourrée avec fermeture éclair
- Membranes en cuivre-béryllium spécialement durcies, pratiquement inusables
- Brassard avec sangle pratique à enfiler
- Approuvé par la British and Irish Hypertension Society (BIHS)

1512-100	ri-san® manomètre, gris ardoise, sans brassard	1517-100	ri-san® manomètre, bleu, sans brassard
1512	ri-san® gris ardoise, brassard velcro (adulte)	1517	ri-san® bleu, brassard velcro (adulte)
1512-122	ri-san® gris ardoise, brassard velcro (adulte large)	1517-122	ri-san® bleu, brassard velcro (adulte large)
1512-129	ri-san® gris ardoise, brassard velcro (enfant)	1517-129	ri-san® bleu, brassard velcro (enfant)
1444-141	ri-san® gris ardoise, 1 tube avec stéthoscope, brassard velcro (adulte), sangle à enfiler (D-ring)	1443-141	ri-san® bleu, 1 tube avec stéthoscope, brassard velcro (adulte), sangle à enfiler (D-ring)

D'autres articles sont disponibles. Veuillez contacter votre distributeur Riester pour plus d'informations.

Consultez le site **riester.de** pour plus d'informations